

NICOTEARS SAVAL

Dextran

hidroxipropilmetilcelulosa

Lágrimas artificiales

- Colirio x 20 mL.

COMPOSICIÓN

Solución:

Cada mL de solución oftálmica estéril contiene:

Hipromelosa: 3 mg.

Dextran-70: 1 mg.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

NICOTEARS en sus presentaciones tanto solución como gel, cumplen la función de reemplazar y reforzar a la lágrima natural. Mantiene la humectación y lubricación en la superficie ocular, forma un film estable y uniforme sobre la córnea y conjuntiva, y evita la formación de puntos secos. Proporciona al usuario una sensación de alivio refrescante.

INDICACIONES

Sustituto fisiológico de las lágrimas en el síndrome de ojo seco y en todos aquellos estados que requieren refuerzo lagrimal (lentes de contacto, edad avanzada, polución ambiental). En keratitis por exposición, en sensibilidad corneal disminuída, quemaduras, fotofobia, hiperemia conjuntival y en general en erosiones e irritaciones corneales recurrentes.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Instilar 1 a 2 gotas en cada ojo, con frecuencia variable de acuerdo a los requerimientos o según indicación médica. La reducción de los síntomas se logra

en un plazo variable.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de persistir o empeorar la irritación por más de 72 horas, discontinuar su uso y consultar al médico. El gel no está recomendado en usuarios de lentes de contacto blandos. La exposición del producto a la luz y calor excesivo disminuyen su viscosidad.

REACCIONES ADVERSAS

En raras ocasiones se han presentado reacciones de hipersensibilidad.

INTERACCIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIONES

No se ha descrito.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C. Protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

Frasco gotario sellado con 20 mL de solución Oftálmica estéril.

NICOTEARS SAVAL - NICOLICH

Carbomer 940, Manitol

Lágrimas artificiales

- Gel pomo x 5 gr.

COMPOSICIÓN

Gel:

Cada g de gel oftálmico estéril contiene:

Carbomer-940: 1,5 mg.

Manitol: 46 mg.

INDICACIONES

Sustituto fisiológico de las lágrimas en el síndrome de ojo seco y en todos aquellos estados que requieren refuerzo lagrimal (lentes de contacto, edad avanzada, polución ambiental). En keratitis por exposición, en sensibilidad corneal disminuída, quemaduras, fotofobia, hiperemia conjuntival y en general en erosiones e irritaciones corneales recurrentes.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Instilar 1 a 2 gotas en cada ojo, con frecuencia variable de acuerdo a los requerimientos o según indicación médica. La reducción de los síntomas se logra en un plazo variable.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de persistir o empeorar la irritación por más de 72 horas, discontinuar su uso y consultar al médico. El gel no está recomendado en usuarios de lentes de contacto blandos. La exposición del producto a la luz y calor excesivo disminuyen su viscosidad.

REACCIONES ADVERSAS

En raras ocasiones se han presentado reacciones de hipersensibilidad.

PRESENTACIÓN

NICOTEARS: Pomo sellado con 5 g de gel oftálmico estéril.